

# Hygieneplan

Institut für Pathologie, Trogerstrasse 18, D-81675 München

Räume UG 1.10; 38.2.23, 38.2.24, 38.2.26, 38.2.29, 38.2.30, 38.2.31, 38.2.41,  
38.3.23, 38.3.29, 38.3.32, 38.3.35, 38.3.36

Projektleiter: Dr. Karl-Friedrich Becker, Tel.: 4591

Maßnahme	Zeitpunkt	Präparat/ Sterilisiergerät	Anwendungsmethode
Hygienische Händedesinfektion	nach jeder Kontamination, nach Arbeitsschritten	Sterillium	Jeweils 3 ml aus Spender 30 Sekunden lang einreiben
Händereinigung	nach Verschmutzung, nach Arbeitsschritten, nach der hygienischen Händedesinfektion. Hinweis: erst Desinfektion, dann Reinigung	Manisoft hautschonende Waschlotion	Präparat wie Seife in die Hände geben und unter Zugabe von etwas Wasser aufschäumen
Allgemeine Gegenstände	nach Gebrauch	INCIDIN Plus Verdünnung 1%, Einwirkdauer 30 Min (bzw. 0,5 %, 60 Min)	im Tauchbad unter dem Laborabzug
Sterile Werkbänke	nach Verschmutzung, nach Arbeitsschritten	INCIDIN Plus Verdünnung 1%, Einwirkdauer 30 Min (bzw. 0,5%, 60 Min); od. 80% Alkohol*	auftragen, wischen, feucht einwirken lassen
Zentrifugen	nach Kontamination, nach Arbeitsschritten	Röhrchen, Zentrifugenbecher und Rotoren wenn möglich autoklavieren; alternativ 80% Alkohol*	auftragen, wischen, feucht einwirken lassen
Oberflächen von Geräten und Inventar	nach Kontamination, nach Arbeitsschritten	INCIDIN Plus Verdünnung 1%, Einwirkdauer 30 Min (bzw. 0,5%, 60 Min); oder 80% Alkohol*	auftragen, wischen, feucht einwirken lassen
Fußböden	nach Kontamination, täglich	Reinigungsmittel 3% Velicin forte	feucht wischen
Kleinfementer	nach Abschluß des Versuchs oder nach Benutzung	Dampfautoklav	Sterilisation nach Gerätebetriebsanweisung, Angaben des Herstellers
Schutzkleidung	nach Benutzung	Dampfautoklav	Gerätebetriebsanweisung, 121°C / 20 Minuten
Abfälle (z.B. Nährböden, Medien, Einwegartikel)	nach Abschluß der Arbeiten, mindestens täglich	Dampfautoklav	Gerätebetriebsanweisung, 121°C / 20 Minuten

\*Vorsicht Brandgefahr

kf.becker 7/99